



نام بخش : ایمنوفلورسانس

ردیف	نام آزمایش	روش انجام تست	نوع نمونه	حجم نمونه	روز انجام تست	شرایط نگهداری	انتقال نمونه	آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟
۱	ACA (Anti Centromer Antibodies -IgG)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۲	AMA (Anti Mitochondrial Antibodies - IgG)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۳	ANA (Anti Nuclear Antibodies)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۴	ANCA(Anti Neutrophil Cytoplamic Antibodies- IgG)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۵	Anti DNA or ds-DNA- IgG	IF,ELISA	لخته	2.5 cc	سه شنبه	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۶	Anti Endomysial Antibodies-(EMA-IgG& IgA)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۷	Anti GBM (glomerular basement membrane -IgG)	ELISA	لخته	2.5 cc	سه شنبه	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۸	Anti Gliadin Antibodies (AGA-IgG & IgA)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۹	Anti LKM (Anti liver Kidney Microsomal Antibodies- IgG)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۱۰	Anti MPO (Myeloperoxidase- IgG)	ELISA	لخته	2.5 cc	چهارشنبه	تا ۱ هفته در ۸-۲°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر



ردیف	نام آزمایش	روش انجام تست	نوع نمونه	حجم نمونه	روز انجام تست	شرایط نگهداری	انتقال نمونه	آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟
۱۱	Anti PR3 (proteinase 3- IgG)	ELISA	لخته	2.5 cc	چهارشنبه	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۱۲	Anti Sm. (Anti Smith-IgG)	ELISA	لخته	2.5 cc	یکشنبه	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۱۳	Anti Sn-RNP (Small nuclear ribonucleoprotein Particles -IgG)	ELISA	لخته	2.5 cc	پنجشنبه	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۱۴	Anti SS-A (Ro)(Sjogren Syndrome -IgG)	ELISA	لخته	2.5 cc	دوشنبه	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۱۵	Anti SS-B (La))(Sjogren Syndrome-IgG)	ELISA	لخته	2.5 cc	دوشنبه	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۱۶	ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae Antibodies IgG & IgA)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۱۷	ASMA (Anti Smooth Muscle Antibodies or ASMA-IgG)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۱۸	Chlamydia IgG	ELISA	لخته	2.5 cc	شنبه	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۱۹	FTA-ABS	IF	لخته	2.5 cc	-	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۲۰	GPC (Gastric Parietal cell Antibodies or APCA- IgG)	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۲۱	Hydatid Cyst	IHA	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰°C-	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر



ردیف	نام آزمایش	روش انجام تست	نوع نمونه	حجم نمونه	روز انجام تست	شرایط نگهداری	انتقال نمونه	آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟
۲۲	Kala azar total	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۲۳	Listeriosis total	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۲۴	t.T.G (Anti tissue Transglutaminase Antibodies – IgG)	ELISA	لخته	2.5 cc	شنبه	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر
۲۵	ToxoPlasmosis (Total & IgG & IgM) - [IF]	IF	لخته	2.5 cc	هر روز	تا ۱ هفته در ۲-۸°C طولانی تر در ۲۰-°C	انتقال نمونه به همراه کیسه یخ	خیر