



## نام بخش : انگل شناسی

ردیف	نام آزمایش	روش انجام تست	نوع نمونه	حجم نمونه	روز انجام تست	شرایط نگهداری	انتقال نمونه	آیا بیمار نیاز به آمادگی قبلی دارد؟
۱	Amoeba	Wet mount	مدفوع	حدود ۵ گرم	هر روز	دمای محیط	دمای محیط	خیر
۲	Enterobius Vermicularis	Scach Test	نمونه گیری بوسیله نوار اسکاچ طبق دستور داده شده انجام می شود.	-	هر روز	دمای محیط	دمای محیط	خیر
۳	Occult Blood.	Guaic test	مدفوع	حدود ۵ گرم	هر روز	دمای محیط	دمای محیط	بله
۴	PH	Indicator paper	مدفوع	حدود ۵ گرم	هر روز	دمای محیط	دمای محیط	خیر
۵	RBC	Wet mount	مدفوع	حدود ۵ گرم	هر روز	دمای محیط	دمای محیط	خیر
۶	Stool Examination x1 & x2 & x3	Formaline – Ethyl Acetate	مدفوع	حدود ۵ گرم	هر روز	دمای محیط	دمای محیط	خیر
۷	Stool fat Random	Sudan 3 stain	مدفوع	حدود ۵ گرم	هر روز	دمای محیط	دمای محیط	خیر
۸	WBC	Wet mount	مدفوع	حدود ۵ گرم	هر روز	دمای محیط	دمای محیط	خیر